

Pipette graduate in vetro soda lime, classe AS, Tipo 3

Vetro soda lime. Conformità certificata. Con data di identificazione del lotto. DIN EN ISO 835, DIN 12697 e BS700 - 1583. Calibrate a dispensare (Ex). Segno ad anello e graduazioni in smalto blu.

Isolab

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
1	0,01	0,007	360	1	9.272 250
2	0,02	0,010	360	1	9.272 251
5	0,05	0,030	360	1	9.272 252
10	0,1	0,050	360	1	9.272 253
20	0,1	0,100	450	1	9.272 254 ¹
25	0,1	0,100	450	1	9.272 255
50	0,1	0,200	720	1	9.272 256



9.272 254

Pipette graduate, AR-glass®, Classe AS, graduazione blu, tipo 3

Calibrato EX (TD). Anello punto principale della graduazione. Con identificazione data del lotto. Conformità certificata. Alto contrasto della graduazione blu. Graduazione partente in punta, tipo 3, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone. Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Hirschmann

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 380
1,0	0,01	0,007	360	1	9.272 381
1,0*	0,10	0,007	360	1	9.272 382
2,0*	0,01	0,01	360	1	9.272 383
2,0	0,02	0,01	360	1	9.272 384
2,0*	0,10	0,01	360	1	9.272 385
5,0	0,05	0,03	360	1	9.272 387
5,0*	0,10	0,03	360	1	9.272 388
10,0	0,10	0,05	360	1	9.272 389 ²
20,0*	0,10	0,1	360	1	9.272 390
25,0	0,10	0,1	450	1	9.272 391
50,0*	0,20	0,2	450	1	9.272 392

* Ad integrazione della norma DIN.



9.272 389

Pipette graduate, Classe AS, AR-Glas®, graduazione blu, tipo 3 (zero in alto)

BLAUBRAND Vetro AR®. Graduazione blu. Tipo 3, scolamento totale. Con certificato di conformità e n° di lotto.

BRAND

Calibrate per scolamento "Ex". DIN EN ISO 835.

Graduazione ed iscrizioni ad elevato contrasto, in blu.

A partire dalla capacità di 5 ml con strozzatura per posizionamento cotone.

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	mm		
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 105
1	0,01	0,007	360	1	9.272 106
1 ^u	0,01	0,007	360	1	9.272 117
1	0,1	0,007	360	1	9.272 107
2**	0,01	0,010	360	1	9.272 108
2	0,02	0,010	360	1	9.272 109
2 ^u	0,02	0,010	360	1	9.272 118
2	0,1	0,010	360	1	9.272 110
5 ^u	0,05	0,030	360	1	9.272 111
5 ^u	0,1	0,030	360	1	9.272 112
10 ^u	0,1	0,05	360	1	9.272 113 ³
20 ^u	0,1	0,10	360	1	9.272 114
25 ^u	0,1	0,10	450	1	9.272 115
50** ^u	0,5	0,2	450	1	9.272 116

* Ad integrazione della norma DIN 12699.

**Ad integrazione della norma DIN 12699, privo di certificato di conformità.

³ Con cotone

9.272 113



6.058 191

Pipette graduate , vetro AR-Glas®, Classe AS, graduazioni ambrate, tipo 3

Conformità certificata, con indentificazione del lotto. Con graduazione ambrata di lunga durata, segno ad anello di calibrazione principale, calibrate zero alla punta EX (TD), tipo 3, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone. Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	6.059 364
1	0,01	0,007	360	1	6.301 732
1	0,1	0,007	360	1	6.303 032
2*	0,01	0,01	360	1	6.305 430
2	0,02	0,01	360	1	6.059 699
2	0,1	0,01	360	1	6.202 868
5	0,05	0,03	360	1	6.081 209
5	0,1	0,03	360	1	6.059 800
10	0,1	0,05	360	1	6.058 191 1
20	0,1	0,1	360	1	6.200 448
25	0,1	0,1	450	1	6.303 743
50*	0,2	0,2	450	1	6.234 515

* in aggiunta alla norma DIN.



9.272 353

Pipette graduate, vetro AR-Glas®, Classe AS, graduazioni ambrate, tipo 2

Conformità certificata, con indentificazione datata del lotto, vetro soda-lime (AR), con graduazione ambrata di lunga durata, segno ad anello di calibrazione principale, calibrate zero alla punta EX (TD), tipo 2, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone. Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale ± 5 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,007	360	1	9.272 350
1	0,01	0,007	360	1	9.272 351
1	0,1	0,007	360	1	9.272 352
2	0,02	0,01	360	1	9.272 353 2
2	0,1	0,01	360	1	9.272 354
5	0,05	0,03	360	1	9.272 355
5	0,1	0,03	360	1	6.202 713
10	0,1	0,05	360	1	6.202 714
20	0,1	0,01	360	1	9.272 358
25	0,1	0,01	450	1	9.272 359



9.272 129

Pipette graduate, BLAUBRAND®, scolamento parziale, graduazione blu, tipo 1

AR-Glas®. Conformità certificata. Secondo DIN EN ISO 835. Tipo 1. Calibrate per scolamento (TD, Ex). Il segno ad anello e le iscrizioni sono in blu stampato ad alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® vengono fornite con il numero di lotto ed un certificato di lotto del produttore per la confezione standard. BRAND

Disponibili anche su richiesta con singolo certificato di calibrazione secondo DAkkS o USP. Il certificato di lotto è disponibile e scaricabile dal sito web del produttore.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale ± 10 mm	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 121
1	0,01	0,007	360	1	9.272 122
2*	0,01	0,010	360	1	9.272 124
2	0,02	0,010	360	1	9.272 125
5**	0,05	0,030	360	1	9.272 127
10**	0,1	0,050	360	1	9.272 129 3
25**	0,1	0,100	450	1	9.272 131

* a completamento norme DIN, senza certificato di conformità

**Con cotone

Pipette graduate, classe AS, graduazione ambrata, tipo 2

BLAUBRAND®, conformità certificata, vetro -AR®. Din EN ISO 835. Tipo 2 (zero in alto), BRAND
scolamento totale. Calibrate ad erogare (TD, Ex). Riga Schellbach. Anello e iscrizioni in
smalto blu ad alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® sono fornite con un numero di lotto e con un
certificato di lotto che accompagna l'imballo originale. Le pipette sono disponibili anche, su richiesta, con certificato di
lavorazione individuale di fabbrica, USP o certificato di calibrazione DAkkS. Supplementari al range DIN.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Adatta per tappo cotone	Pz./Cf. Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	0,01	0,006	360	no	1 9.272 000
1	0,01	0,007	360	no	1 9.272 001
1	0,01	0,007	360	sì	1 9.272 002
2	0,02	0,010	360	no	1 9.272 003
2	0,02	0,010	360	sì	1 9.272 004
5	0,05	0,030	360	sì	1 9.272 005
5	0,10	0,030	360	sì	1 9.272 006
10	0,1	0,05	360	sì	1 9.272 007 1
20	0,1	0,10	360	sì	1 9.272 008
25	0,1	0,10	450	sì	1 9.272 009



9.272 007

Pipette graduate, classe AS, vetro AR®, graduazione ambrata, tipo 2

BLAUBRAND, conformità certificata DIN ISO 835. Tipo 2 (volume nominale sopra), BRAND
scolamento totale. Calibrate per erogare (TD, Ex). Segno e iscrizioni in blu stampato ad
alto contrasto. Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® sono fornite con numero di lotto ed un certificato del lotto fornito
dal produttore per ogni confezione. Disponibili anche con certificato di lavorazione individuale, certificato di calibrazione
USP o DKD, su richiesta. Il certificato del lotto è anche scaricabile dal sito web del produttore.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf. Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm	
0,5	0,01	0,006	360	1 9.272 016
1	0,01	0,007	360	1 9.272 017
1	0,1	0,007	360	1 9.272 018
1 ^c	0,01	0,007	360	1 9.272 027
2	0,02	0,010	360	1 9.272 019
2	0,1	0,010	360	1 9.272 020
2 ^c	0,02	0,010	360	1 9.272 028
5 ^c	0,05	0,030	360	1 9.272 021
5 ^c	0,1	0,030	360	1 9.272 022
10 ^c	0,1	0,05	360	1 9.272 023 2
20 ^c	0,1	0,10	360	1 9.272 024
25 ^c	0,1	0,10	450	1 9.272 025
50 ^{c*}	0,5	0,2	450	1 9.272 026

^c Con cotone

*Ad integrazione della norma DIN.



9.272 023

Pipette graduate, BLAUBRAND®, classe A, conformità certificata, graduazione blu


AR-Glas®. In aggiunta DIN 12689. Lunghezza 360 mm. Calibrate per contenere (TC, BRAND
In). Graduazione ed iscrizioni blu ad alto contrasto. Una combinazione eccellente di
resistenza e di leggibilità. Tutte le pipette a bulbo BLAUBRAND® sono fornite con un numero di lotto ed un certificato di
lotto per unità. Sono disponibili anche certificati di calibrazione per lavori individuali, DAkkS o USP - ulteriori dettagli a
richiesta.

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del fornitore.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf. Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm	
0,1	0,001	0,001	360	1 9.272 102 3
0,2	0,002	0,002	360	1 9.272 104



9.272 102



9.272 077

Pipette graduate, classe B, vetro chiaro soda-AR®, graduazione marrone

SILBERBRAND Eterna. Graduazione marrone ETERNA.
Calibrata per scolarimento "Ex". DIN EN ISO 835. Tipo 3 (zero in alto).

BRAND

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
0,5	0,01	0,006	360	1	9.272 069
1	0,01	0,010	360	1	9.272 070
1 ^c	0,01	0,010	360	1	9.272 086
1	0,1	0,010	360	1	9.272 071
2*	0,01	0,015	360	1	9.272 072
2	0,02	0,015	360	1	9.272 073
2 ^c	0,02	0,015	360	1	9.272 089
2	0,1	0,015	360	1	9.272 074
5 ^c	0,05	0,05	360	1	9.272 075
5 ^c	0,1	0,05	360	1	9.272 076
10 ^c	0,1	0,08	360	1	9.272 077 1
20 ^c	0,1	0,150	360	1	9.272 078
25 ^c	0,1	0,150	450	1	9.272 079

* Ad integrazione della norma DIN.
^c Con cotone



9.272 373

Pipette graduate, vetro AR-Glas®, Classe B, con graduazione ambrata

Calibrata EX (TD). Graduazione ambrata. Graduata fino alla punta, zero in alto. Con tolleranza migliore rispetto alla classe B. Tipo 3 secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml in su sono fornite con alloggiamento per cotone.

Hirschmann

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 5 mm		
0,5*	0,01	0,0075	360	1	9.272 366
1	0,01	0,01	360	1	9.272 367
1*	0,1	0,01	360	1	9.272 368
2*	0,01	0,015	360	1	9.272 376
2	0,02	0,015	360	1	9.272 369
2*	0,1	0,015	360	1	9.272 370
5	0,05	0,045	360	1	9.272 371
5*	0,1	0,045	360	1	9.272 372
10	0,1	0,075	360	1	9.272 373 2
20*	0,1	0,15	360	1	9.272 374
25*	0,1	0,15	450	1	9.272 375
50*	0,2	0,3	450	1	9.272 377

* Ad integrazione della norma DIN.
Disponibile anche con lotto di identificazione datato in accordo alle norme USP (Farmacopea US).



6.080 523

Pipette graduate per colture di tessuti, in vetro, graduazioni ambrate, AR-Glass®

Pipette graduate, tipo corto, speciali per colture di tessuti e lavoro in camere sterili, vetro soda-lime (AR), con graduazione ambrata di lunga durata, graduazione principale ad anello, zero in fondo, calibrata EX (TD). Alloggiamento cotone (8 mm diam. esterno).

Hirschmann

Per questi prodotti è disponibile il Rapporto di Taratura del lotto (gratuitamente su www.hirschmannlab.com/support +/Assistenza/calibrazione certificati tecnici), il singolo rapporto di calibrazione o DAkkS certificato (ex rapporto di calibrazione DKD).

Capacità	Divisione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 3 mm		
1	0,1	-	230	1	6.080 498
2	0,1	-	230	1	6.090 340
5	0,1	-	230	1	6.080 523 3
10	0,1	-	230	1	6.510 172
25	0,2	-	230	1	6.510 335

Detergenti per pulizia pipette - vedere pagina 1148.

Pipetta Graduata AR-Glas® classe A, FORTUNA®

Con siringa. Vetro AR. Graduazione ambrata indelebile. Con pistone di aspirazione sostituibile (eccetto 100 ml).

Poulten & Graf

Sono disponibili a richiesta anche pipette graduate con graduazione blu indelebile.

Capacità	Divisione	Tolleranza	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml		
1	0,01	-	1	9.273 301
2	0,02	-	1	9.273 302
5	0,05	-	1	9.273 305
10	0,1	-	1	9.273 310 1
20	0,1	-	1	9.273 320
25	0,1	-	1	9.273 325
50	0,2	-	1	9.273 350
100	1,0	-	1	9.273 399



9.273 310

Pipette graduate, AR-Glas®, Classe AS, graduazione marrone, tipo 3**NEW!**


BLAUBRAND® ETERNA, conformità certificata. DIN EN ISO 835. Tipo 3 (zero in alto), scolamento totale. Calibrata per erogare (TD, Ex). Tempo di attesa 5 secondi. Linea di volume e scritte in colore Eterna ambrato.

BRAND

Tutte le pipette graduate BLAUBRAND® vengono fornite con un numero di lotto e accompagnate da un certificato del lotto, nell'imballo originale (fino a 10ml: 12 pipette, oltre 10 ml: 6 pipette).

Su richiesta, le pipette sono anche disponibili con un certificato individuale USP o di calibrazione DAkkS.

Capacità	Graduazione	Accuratezza	Adatta per tappo cotone	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml			
0,5	0,01	0,006	no	1	9.272 031
1	0,01	0,007	no	1	9.272 032
1	0,01	0,007	si	1	7.018 397
2	0,02	0,010	no	1	9.272 033
2	0,02	0,010	si	1	7.018 398
5	0,05	0,030	si	1	7.060 678
5	0,1	0,030	si	1	9.272 034
10	0,1	0,05	si	1	9.272 036 2
20	0,1	0,10	si	1	7.018 413
25	0,1	0,10	si	1	9.272 037



9.272 036

Pipetta Graduata, PP

PP. Traslucido. Infrangibile. Graduazione blu.

BRAND

Scolamento totale. Calibrate per scolamento "Ex".

Si consiglia di eseguire la pulizia con un detergente leggermente alcalino.

Attenzione: sollecitazioni termiche superiori ai 60°C possono creare alterazioni volumetriche.

Capacità	Graduazione	Tolleranza	Lungh. totale	Pz./Cf.	Codice
ml	ml	± ml	± 10 mm		
1	0,1	0,02	300	1	9.272 507
2	0,1	0,02	300	1	9.272 510
5	0,1	0,05	330	1	9.272 512
10	0,1	0,1	330	1	9.272 513 3



9.272 513