



1 Agitatore magnetico per colture cellulari con controllo interno, bioMIX 1

Senza manutenzione, motore 2mag passo-passo per agitazione gentile, estremamente lenta e senza sobbalzi di colture cellulari, con range di velocità di agitazione esteso da 5 fino a 250 rpm, agitazione liscia e regolare alle basse velocità, regolazione della potenza (10 posizioni) per poter impostare una potenza elevata quando si agitano larghi volumi e campioni viscosi e una potenza ridotta per operazioni continue senza riscaldamento. Display digitale per velocità e potenza, SoftStart per accelerazione affidabile e sicura dell'ancoretta magnetica, QuickSet per una rapida regolazione della partenza e della velocità massima, memoria dell'ultima condizione di lavoro impostata allo spegnimento dello strumento, adatto per fiasche di cultura con elica rotante o sistema rotante a sfera.

Nota bene: per uso in incubatore si raccomanda, grazie alla ridotta emissione di calore, la serie bioMIXdrive appositamente sviluppata.

Specifiche

Temperatura operativa ammessa: -10 a +50°C a R.H.80% max
 -40 a 50°C, 10 al 95%, 500 a 1060 hPa
 Esterno: Acciaio inossidabile
 Classe di protezione: IP64

| Tipo | Velocità di Volume di rotazione agitazione | | Dimensioni (L x P x H) | Potenza | Peso | Pz./Cf. | Codice |
|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|------|---------|-----------|
| | rpm | ml | | | | | |
| bioMIX 1 | 5 - 250 | 5 - 5000 | 188 x 230 x 38 | 6 (10 posizioni) | 4,0 | 1 | 9.646 001 |

