



### 1 Sterilizzatore di vapore (autoclave), seire HV

**NEW!**

HMC-EUROPE GmbH

Sterilizzazione semplicemente e fatta bene.

A parete singola, sterilizzatrici a vapore verticale, dotate di una serratura di sicurezza di nuova concezione. Completamente automatici, controllati da microprocessore. Programmabile. Programmi preimpostati, più semplici parametri selezionabili e programmabili, (temperatura, tempo, scarico).

Programma di liquido secondo TRB 402 e EN61010-2 (flessione del sensore richiesto).

AGAR ciclo di riscaldamento del programma. Programma notturno: alimentazione la sera e al mattino successivo trovati sterilizzati. Condensatore di vapore di serie. Montato su ruote. Nessun collegamento con alimentazione water-/steam o di smaltimento necessarie.

Tipo	Capacità Litri	Dim. interne (Ø x A) mm	Dim. est. (L x P x H) mm	Campo Temp. di lavoro °C	Potenza W	Peso kg	Pz./Cf.	Codice
HV-L25	25	240 x 550	480 x 950 x 460	105 - 126	1500	41	1	7.980 025
HV-L50	50	300 x 710	510 x 1040 x 530	105 - 135	2000	57	1	6.232 481
HV-L85	85	420 x 615	660 x 1000 x 650	105 - 128	3000	71	1	9.842 418
HV-L110	110	420 x 795	660 x 1000 x 650	105 - 123	4000	81	1	6.254 337

### Accessori per autoclavi serie HV

**NEW!**

HMC-EUROPE GmbH

Descrizione	Dimens. (Ø x alt.) mm	Pz./Cf.	Codice
Sensore di temperatura		1	7.980 024
Stampante integrata		1	9.842 427
Aria di raffreddamento		1	9.842 428
Filtrazione Aria esausta		1	9.842 429
Cesto in acciaio inossidabile sterilizzato HV-25	218 x 260	1	7.980 027
Cesto in acciaio inossidabile sterilizzato, con coperchio HV-25	218 x 260	1	9.842 430
In acciaio inossidabile sterilizzato per HV-25	210 x 255	1	9.842 431
Cesto in acciaio inossidabile sterilizzato HV-50	280 x 225	1	6.232 482
Cesto in acciaio inossidabile sterilizzato, con coperchio HV-50	280 x 225	1	9.842 432
In acciaio inossidabile sterilizzato per HV-50	270 x 220	1	9.842 433

Altri accessori per i modelli HV-85 e HV-110 sono disponibili a richiesta.



### 2 Deodorante per Autoclave Anabac®

interscience

I laboratori sono molto attenti nei confronti dell'igiene e del comfort lavorativo. Con Anabac®, deodorante per autoclave, si avrà un tocco profumato in laboratorio. Questo deodorante apporta un tocco finale discreto alla pulizia.

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Classic	Fragranza di menta ed eucaliptolo	100	6.228 599
Poma	Fragranza mela	100	6.231 161
Citrus	Fragranza limone	100	6.231 720
Floral	Fragranza floreale	100	7.626 764
Peach	Fragranza pesca	100	7.626 766



### 3 Nastro indicatore per sterilizzazione a vapore, a caldo e a gas

Carta crespa, adesiva. Con coloranti sensibili al calore. Variazione di colore conforme a DIN EN ISO 11140-1. Rotolo 50 m.

Con	Largh. mm	Fig.	Pz./Cf.	Codice
Indicatore vapore, senza piombo	18	a	1	9.140 787
Indicatore vapore, senza piombo	24	a	1	9.140 788
Indicatore vapore	19	b	1	9.140 784
Indicatore vapore	25	b	1	9.140 789
Indicatore vapore, fortemente adesivo, per tessuto non tessuto	19	c	1	9.140 790
Indicatore vapore, fortemente adesivo, per tessuto non tessuto	25	c	1	9.140 791
Indicatore ossido di Etilene	19	d	1	9.140 792
Indicatore aria calda	19	e	1	6.240 223